



Epiotic®

SOLUCIÓN ÓTICA PARA LA HIGIENE DEL CONDUCTO AUDITIVO Y PREVENCIÓN DE LA OTITIS EXTERNA DE PERROS Y GATOS.P

No. de Reg. Q-0042-479
USO VETERINARIO

Su venta requiere receta

PROPIEDADES:

Epiotic® es una solución ótica antiséptica, de pH neutro, cuya formulación exclusiva contiene Dioctil Sulfosuccinato de Sodio (DSS), EDTA disódico y cloroxilenol, es auxiliar en la remoción del exceso de secreción serosa y purulenta, propiciando un ambiente favorable y la regeneración del tejido del conducto auditivo facilitando la aplicación de otros medicamentos terapéuticos. Su ingrediente activo ácido salicílico posee acción antiséptica y contribuye para reducir la proliferación de levaduras y bacterias más comúnmente envueltas en casos de otitis externa. Complementariamente la presencia de monosacáridos D-galactosa, L-ramnosa y D-manosa y de extractos vegetales de las especies *Filipendula ulmaria* (ulmaria) y *Peumus boldus* (boldo) actúan en las capas internas y externas de la piel, favoreciendo el equilibrio de las defensas naturales.

INDICACIONES

Epiotic® está indicado para el mantenimiento de la higiene regular del conducto auditivo y antes del tratamiento de otros productos para otitis externas en los perros y gatos.

DOSIS Y MODO DE USO

Para limpieza de rutina, aplicar cantidad suficiente de producto en un algodón seco y limpiar las áreas externas de la oreja de una a dos veces por semana.

Como pre-tratamiento aplicar en cantidad suficiente para llenar por completo el canal auditivo, masajear desde la base de la oreja y limpiar la suciedad con algodón seco. El producto podrá ser utilizado cada 12 h, de 3 a 5 días antes de la aplicación del agente terapéutico, o según recomendación del Médico Veterinario.

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Ácido salicílico 200 mg
Vehículo c.b.p..... 100 ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Ótica.

ADVERTENCIAS

Para aplicación externa solamente. Lavarse las manos después de su uso. En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua. Epiotic® es seguro y no se espera que cause reacciones adversas cuando es utilizado conforme a las recomendaciones de la etiqueta. En casos aislados, pueden ocurrir reacciones no esperadas en función de las características individuales de cada paciente. Los animales con tímpano perforado, antes de usar cualquier producto deben ser revisados por el Médico Veterinario. Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (entre 15 a 30°C), al abrigo de la luz solar directa, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Después de abrir el frasco, utilizar el contenido en un plazo no mayor a seis meses. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Presentaciones: 100 ml